

SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO - REAGENTE ACCESSORIO PER aPTT
CALCIUM CHLORIDE SOLUTION - AUXILIARY REAGENT FOR aPTT**REF** CO1070 4x40 mL

Per Uso Diagnostico In Vitro

PRINCIPIO

Il test aPTT si basa sulla ricalcificazione del plasma che, in presenza di un attivatore, coagula.

COMPOSIZIONE DEI REAGENTI

CaCl₂: Soluzione tamponata di Cloruro di Calcio 0,025 M.

PREPARAZIONE E STABILITA' DEI REAGENTI

Liquido e pronto all'uso, stabile fino alla data di scadenza riportata, se conservato come riportato in etichetta e si evitano contaminazione, evaporazioni ed esposizione prolungata alla luce diretta.

Scartare il reagente se appaiono segni di deterioramento come mancato recupero dei valori di plasmidi di controllo certificati.

PROCEDURA

Utilizzare come descritto nella metodica del test aPTT.

PRECAUZIONI

La miscela non contiene sostanze o miscele pericolose secondo la regolamentazione CE n° 1272/2008 ovvero le loro concentrazioni sono tali da non essere considerate persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT o vPvB). Pertanto, il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo la regolamentazione CE n° 1272/2008. Tuttavia, in osservanza alle norme di prudenza che ognuno deve osservare allorchè maneggi qualunque sostanza chimica o reagente di laboratorio, in caso di contatto del Reagenti con l'operatore, occorre applicare i seguenti interventi di primo soccorso:

S26 (P305 – P351 – P338): In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

S28 (P302 – P352): In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente.

S36/37/39 (P280): Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S46 (P301 – P310): In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Se la vittima è cosciente, lavare la bocca con acqua.

S56 (P273): Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta autorizzato per rifiuti pericolosi o speciali, applicando la legislazione vigente.

S63 (P304 – P340): In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PER OGNI ALTRA INDICAZIONE, RICHIEDERE LA SCHEDA DI SICUREZZA COMPLETA AL PRODUTTORE.

SIMBOLOGIA

	Marchio CE (prodotto conforme ai requisiti della Dir. 98/79 CE)		
	Dispositivo medico diagnostico in vitro		Limiti temperatura di conservazione
	Consultare istruzioni per l'uso		Dimensione / numero test
	Numero di catalogo		Scadenza
	Numero di lotto		Fabbricante

PRINCIPLE

The aPTT test is based on plasma calcification which coagulates in the presence of an activator.

REAGENT COMPOSITION

CaCl₂: Buffered Solution of Calcium Chloride 0,025 M

REAGENT PREPARATION AND STABILITY

Liquid and ready to use, stable until the expiration date shown, if stored as indicated on the label and contamination, evaporation and prolonged exposure to direct light are avoided.

Discard the reagent if signs of deterioration appear such as failure to retrieve certified control plasma values.

PROCEDURE

Use as described in the aPTT test method.

PRECAUTIONS

The mixture does not contain dangerous substances or mixtures according to the EC regulation n° 1272/2008 or their concentrations are such as not to be considered persistent, bioaccumulative or toxic (PBT or vPvB). Therefore, the product is not subject to labeling according to the EC regulation n° 1272/2008. However, in observance of the rules of caution that everyone must observe when handling any chemical or laboratory reagent, in case of contact of the Reagents with the operator, it is necessary to apply the following first aid measures:

S26 (P305 – P351 – P338): In case of contact with the eyes, wash immediately and abundantly with water and consult the doctor.

S26 (P305 – P351 – P338): In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S28 (P302 – P352): After contact with skin, wash immediately with plenty of water.

S36/37/39 (P280): Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

S46 (P301 – P310): If swallowed, seek medical advice immediately and show container or label. If victim is conscious and alert, wash out mouth with water.

S56 (P273): Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

S63 (P304 – P340): In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. If breathing is difficult, give oxygen and get medical aid.

FOR MORE INFORMATION, REQUEST SAFETY DATA SHEET FOR REAGENT (MSDS) AT THE MANUFACTURER.

SIMBOLOGIA

	CE Mark (EC Directive 98/79)		
	In Vitro Diagnostic		Temperature Limitation
	Consult instructions for use		Contains sufficient for <n> test
	Catalog Number		Use By
	Batch Code		Manufacturer